

THINBE

USER MANUAL

Table Of Contents

01 사용하기 전에	3
02 제품의 구성 및 기능	4
제품 사양 및 제품의 구성 / 제품의 명칭 및 기능	
03 사용금지 및 주의사항	8
사용금지 / 주의사항	
04 사용 방법	9
제품의 사용 방법 / 단계별 사용법 / 충전 방법 / 사용시 주의 사항	
05 고장이라고 판단하기 전에	14
06 제품 보증서	16
보증서 / 보증내용	

Copyright© 2018 Attibe Beauty Corporation

본 문서에 언급된 제품은 산업재산권법과 저작권을 포함하는 다양한 국내의 지식재산권으로서 보호되며, 무단 복제나 사용은 주식회사 아띠베뷰티로부터 서면 동의를 받지 않는 이상 금지됩니다.

01_ 사용하기 전에

■ 제품 사용 전에

1. 낮은 강도부터 개인 컨디션에 맞는 강도로 시작해주세요. 꾸준히 사용하시는 것이 중요합니다.
2. 강도에 따라 따갑게 느껴질 수 있으며, 마사지 전용크림을 사용하지 않을 시, 자극이 강하게 느껴질 수 있습니다.
또한 지방의 차이에 따라 복부의 자극에 차이가 있을 수 있습니다.
3. 복부에 밀착하지 않는 경우나 한 부위에 오래 사용할 경우, 따갑게 느껴질 수 있습니다.
4. 제품 사용시에는 반드시 전용크림을 충분히 바른 후에 사용합니다.
5. 제품을 계속 사용하면 강도가 약해지는 느낌을 받을 수 있습니다. 이것은 근육이 운동을 하면서 생기는 자연스러운 현상이며, 이런 경우 강도를 점점 높여서 사용 바랍니다.
6. 강한 자극으로 장시간 사용시 멍과 같은 타박상 증상이 발생할 수 있습니다. (같은 부위 장시간 사용을 피해주시고 부위를 옮겨서 사용 바랍니다.)
7. 제품 사용 후에도 일정 시간 근육에 움직임이 생기는 것은 운동 효과에 의한 것입니다.

02_ 제품의 구성 및 기능

■ 제품 사양

입력전원	100-240VAC, 50/60 Hz, 1.5A
동작주파수	주파수 990Hz ~ 1,010Hz / 약 16V ~ 40V (5단계)
배터리 사양	3.7V / 1800mAh
BT 사양	Bluetooth 4.2 Low Energy
자동 타이머	연속 사용 시, 10분 후 자동으로 꺼집니다. (Power Off)
크기(W, D, H)	약 11.5 × 11.5 × 9 cm

■ 제품의 구성

본 제품은 다음과 같이 본체 1개, 받침대 1개, 충전용 케이블 1개로 총 한 세트가 구성되어 있습니다.



본체



USB 케이블(5Pin)



크래들

■ 제품의 명칭 및 기능

본체(전면부)

- ① 전원 버튼: 버튼 클릭(1초 유지) 시 전원이 켜짐 /
버튼 클릭(2초 유지) 시 전원이 꺼짐

LED 버튼: LED 버튼 클릭 시, 색상 변경
전원 켜짐 시, Red LED 기본값으로 설정
LED 버튼 Push Red → Yellow → Blue → Off

- ② 모드 버튼: 버튼을 클릭 시 동작 모드 변경
Hard → Soft 또는 Soft → Hard

- ③ 레벨 버튼: 버튼을 클릭 시 레벨 변경
전원 켜짐 시 레벨 1 기본값
레벨버튼▷ Push 1 → 2 → 3 → 4 → 5
레벨버튼◁ Push 5 → 4 → 3 → 2 → 1

- ④ 배터리 잔량 표시: Low 배터리 시 적색 점멸
충전 시 적색 점등
완충 시 녹색 점등

- ⑤ LEVEL 표시부: 현재 주파수 출력 Level이 표시됨.



본체(후면부)

- 1 전극: 전기 자극이 발생하는 부위로, 사용 부위에 크림을 바르고 사용합니다.
- 2 LED: 3색 LED(Red, Yellow, Blue) LED가 피부 보호 및, 살균효과를 줍니다.
RED : 피부탄력
YELLOW : 피부광택
BLUE : 살균 소독
- 3 인체감지센싱: 인체감지 시 → 자동 On
인체감지 없을 시 → 자동 Off



본체(측면부)

- 1 배터리 충전 단자: 배터리 충전 케이블을 삽입하여 내장 배터리를 충전할 수 있다.



03_ 사용금지 및 주의 사항

■ 사용 금지

다음 어느 하나에 해당하는 경우 사용하지 마십시오.

- ❌ 임신중인 여성
- ❌ 피부염환자
- ❌ 심장과 얼굴부위
- ❌ 금속 알러지가 있는 분
- ❌ 아토피성 피부질환자
- ❌ 전기자극에 이상반응이 있는 분
- ❌ 모세혈관확장증세가 있는 분
- ❌ 인체 내 금속이식환자 또는 임플란트 시술자

⚠ 주의사항

다음과 같은 의료용 전기기기와는 절대로 함께 사용하지 마십시오. 사고나 의료용 전기기기의 오작동으로 인하여 신체에 심각한 장애를 초래할 수 있습니다.

- 인공심박조율기 등의 체내 삽입형 의료용 전기기기
- 인공 심폐 등의 생명 유지용 전기기기
- 심전계등의 장착형 의료용 전기기기

04_ 사용 방법

■ 제품의 사용 방법

본 제품은 근육운동을 위한 Soft모드(총5단계)와 맥놀이 효과를 이용하여 근육 단련을 할 수 있는 Hard모드(총5단계) 이렇게 총 두가지 모드가 있습니다. 각 모드의 1~2 단계는 팔이나 다리 등 연약한 부위에 사용 가능하도록 약한 자극으로 구성하였으며 복부, 등 운동시에는 3단계부터 사용해주시기 바랍니다. 반드시 전용크림을 사용부위에 충분히 바른 후에 사용합니다.

1) Soft모드 (근육 운동시)

- 사용하고자 하는 부위에 크림을 충분히 발라줍니다.
- 전원스위치를 2초 이상 길게 눌러서 켭니다.
- 전원 스위치를 켜면 Hard모드 표시창이 점등됩니다.
이때 MODE 버튼을 누르면 Soft 모드로 바뀝니다.
- < > LEVEL 버튼을 이용하여 원하는 단계로 강도를 조절 합니다.
- 인체에 대고 사용하면 알림음이 울리면서 1초 후 부터 동작합니다. 동시에 제품 바닥면의 미용 LED가 점등됩니다.
- 1회 권장 사용 시간은 한 부위에 10분으로 10분이 경과하면 자동 Off 기능이 있어 꺼집니다.
- 사용이 끝나면 전원을 Off하고 제품하단의 전용 크림을 완전히 제거한 후 보관하거나 충전을 해주십시오.

2) Hard모드

맥놀이기가 있어 근육을 단련하고자 할 때 사용하며, 맥놀이 모드는 근육을 비틀어 주는 효과가 있어 사람에 따라서는 아프게 느껴질 수 있습니다.

- 사용하고자 하는 부위에 크림을 충분히 발라줍니다.
- 전원을 눌러서 켵니다.
- 전원 스위치를 키면 Hard모드 표시창이 점등됩니다.
- 강도조절을 합니다.
- 인체에 대고 사용하면 알림음이 울리면서 1초후부터 동작합니다.
- 팔뚝살, 허벅지 등은 연약한 부위임으로 자극에 민감할 수 있습니다.
1단계나 2단계로 천천히 적응해 가면서 사용해 주세요.
- 운동강도는 5단계가 있습니다.

■ 단계별 사용 방법

LEVEL 1 팔이나 다리 등의 연약한 부위에 사용하는 단계로 약한 자극이 있습니다. 처음 사용시에는 강도를 느끼고 자극에 적응해가면서 운동강도를 높여가는 것이 좋습니다.

LEVEL 2 자극에 익숙해진 후에 팔이나 다리, 등 부위에 사용합니다.

LEVEL 3 복부 등에 사용시 자극이 익숙해지면서 사용할 수 있는 단계입니다. 약간 강한 운동자극이 있는 모드로, 복부에 살이 많은 경우에 사용하는 모드입니다.

LEVEL 4 자극에 익숙해진 후에 본격적인 근육운동을 할 때 사용합니다. LEVEL4 부터는 동일부위에 10분이상 오래 사용하는 것은 신체에 무리가 갈 수 있으므로 반드시 중간에 휴식시간을 가지시기 바랍니다.

LEVEL 5 강한 자극이 있는 모드이며 사람마다 조금 따가운 느낌이 들 수 있으므로 이 경우에는 크림을 충분히 바르고 전극이 복부에서 떨어지지 않도록 밀착시켜 주십시오.(자극이 너무 강한 경우에는 복부에 밀착하는 정도를 약하게 조절하여 사용하시기 바랍니다.)

※ 제품 동작 중 전원이 꺼지는 경우는 과전류에 의한 안전장치 작동이나 배터리 과방전에 의한 경우, 그리고 자동 Power Off 기능에 의한 꺼짐입니다.

■ 충전 방법

1. 충전케이블 연결 시, 배터리 충전표시등이 켜지면서 충전됩니다. 완충 시는 녹색 빛으로 바뀝니다. 완충 시라도 잠시 사용 후에는 다시 완충표시 녹색 램프가 켜질 때까지는 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
2. 본 제품은 출고 시 50% 충전상태로 출고 됩니다. 처음에 제품을 받으신 후에는 반드시 충전 후 사용바랍니다. 자연방전에 의하여 배터리 용량이 많이 떨어져 있는 경우 충전 시간이 다소 오래 걸릴 수 있습니다.
3. 3개월 이상 충전하지 않은 상태로 방치하는 경우 과방전에 의하여 제품의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 충전한 후에 사용하시기 바랍니다.
4. 전원이 켜지지 않거나 전원이 켜진 후 곧바로 꺼지는 경우 그리고 충전표시 등이 깜박거리면 배터리가 방전된 경우입니다. 이런 경우 충전 후 사용하고 배터리가 완전 방전된 경우는 충전시간이 정상보다는 다소 오래 걸립니다.

■ 사용 시 주의 사항

- ⚠ 사용 전후에는 전극에 묻은 전용크림 등을 충분히 닦은 후에 사용합니다. 전용크림이 마르면 투명해져서 보이지는 않지만 남아 있을 수 있고, 이러한 경우 자극이 약해질 수 있습니다. 전용크림의 영향에 의해 전극 재질이 변색될 수 있습니다.
- ⚠ 본 제품은 방수 처리되지 않은 제품으로 물휴지 등으로 외부 청소를 하는 것 이외에, 물속에서 사용하거나 물 세척을 할 수 없습니다.
- ⚠ 특히 물속에서 사용하는 경우 강한 전기적 쇼크가 일어날 수 있으므로 절대 사용해서는 안됩니다.
- ⚠ 사용시간과 사용빈도는 사용설명서의 지시사항을 준수하여 주십시오.
- ⚠ 샤워 직후 등 몸이 물에 젖어있는 상태에서는 반드시 물기를 없앤 후에 사용하여 주십시오.
- ⚠ 몸이나 피부에 이상을 느끼면 사용을 중지하여 주십시오.
- ⚠ 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하고, 어린이에게는 사용치 마십시오.
- ⚠ 사용 후에는 전원을 꼭 꺼주십시오.
- ⚠ 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
- ⚠ 본체를 개조, 분해, 수리하지 마십시오.(고장의 직접적인 원인이 됩니다.)
- ⚠ 고장이나 이상이 있을 시는 구입한 판매처나 A/S실로 연락하여 점검이나 수리를 받으시길 바랍니다.
- ⚠ 전용크림에 대한 피부이상 반응이 있을 시 전용크림 사용을 중지하시기 바랍니다.

05_ 고장이라고 판단하기 전에

자극이 약하거나 느껴지지 않을 때

- 전용크림을 사용하지 않거나 충분히 바르셨습니까?
크림을 충분히 발라서 사용한다.
- 전극부위를 피부에 밀착시켜서 사용하셨습니까?
피부에 밀착시켜서 사용한다.
충전알림 램프를 확인하고 충전한다.
- 전극 부위에 이물질 등이 묻어 있습니까?
이물질 등을 닦아낸다.
- 자극 레벨이 1~2 단계로 되어 있지 않습니까?
레벨을 조절한다.

피부가 따갑게 느껴질 때

- 전용크림을 사전에 바르지 않았거나 전용크림이 아닌 다른 용액을 사용하지 않았습니까?
크림을 충분히 바르거나 전용크림을 사용합니다.
- 피부에 염증이 있지 않습니까?
피부에 상처가 있거나 약간의 염증이라도 있을 경우 사용을 중지시켜 주십시오.

피부에 이상이 있다고 느껴질 때

- 사용시간이 너무 길지 않습니까?
- 사용강도가 너무 높지 않습니까?
- 전극 부위가 오염되지 않았습니까?

심한 충격을 받은 후에 동작이 되지 않거나 오동작 할 때

- A/S 센터로 문의 바랍니다. (1522-7599)

06_ 제품보증서

제품명	썬비(THINBE)		
구입일	년	월	일
Serial No.			
고객 정보	성명		
	연락처		
판매자 정보	성명		
	연락처		
보증기간	(구매일로부터 1년)		

- 본제품은 당사의 품질관리 기준에 의한 검사에 합격한 제품입니다. 만일, 고장이 발생했을 경우에는 본 보증서의 기재 내용에 따라 보증 수리하여 드립니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않습니다.
- 본 제품을 구입한 구입처나 본사에 보증서를 제시하여 주시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

보증내용

- 보증기간 내에 제조상의 결함으로 고장이 발생 했을 때는 무상수리 또는 소비자 피해 보상규정에 따라 보상하여 드립니다.
- 아래의 경우에는 보상수리 기간 중이라도 유상 수리하여 드립니다.
- 용도외의 사용, 또는 취급 부주의로 인한 고장
- 당사 A/S센터 이외의 수리 및 개조로 인한 고장이나 손상
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타에 의한 고장)
- 소비자의 고의 또는 과실에 의한 경우, 사용설명상의 지시사항을 지키지 않고 사용한 경우

attibe
Beauty Care Expert